

MYS-503N

LIT D'HÔPITAL MANUEL AVEC
POSITION TRENDELENBURG



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-503N



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Les mouvements du dossier, du repose-jambes et du genou ainsi que les positions vasculaires sont contrôlés par 2 manivelles.
- Trendelenburg manuel
- Extrémités de tête et de pied en plastique polypropylène (PP) amovibles avec panneaux colorés
- Barrières latérales en aluminium rabattables
- 4 sections de couchage indépendantes et détachables en ABS
- Châssis ouvert en acier peint par poudre électrostatique antibactérienne
- Roulettes pivotantes Ø125 mm à 360° avec système de frein croisé
- Adaptateurs pour accessoires aux coins, avec une potence à perfusion réglable en hauteur
- Supports pour poches à urine et crochets pour ceintures des deux côtés
- Pare-chocs de protection en plastique sur les coins
- Matelas en mousse de densité 32 avec housse antibactérienne, imperméable et à fermeture éclair

ANGLES DE FONCTIONNEMENT



Vasculaire
0°- 30°



Genoux



Dossier
0°- 70°




Jambes
0°- 30°



Trendelenburg
0°- 17°

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



100 kg



Max. 200 kg



Manuel